

产品说明书

26 版

基本信息

产品编号:	PS2452
产品名称:	EMSA 平衡液

产品简介:

本产品是用于本公司生产的化学发光法 EMSA 试剂盒的专用试剂，化学发光法 EMSA 试剂盒中已经提供了适量的平衡液，但在某些需要使用较大量封闭液的情况下，可以购买本试剂用于化学发光法 EMSA 试剂盒的相关检测。本产品主要用于 EMSA 实验检测中的反应体系平衡和稳定，主要是为化学发光反应提供适宜的缓冲环境，确保检测结果的准确性。

操作步骤:

1: 尼龙膜在洗涤结束之后，用 10 mL EMSA 平衡液进行平衡，摇床缓慢摇动 5 分钟，之后用于显色反应。

注意事项:

- 1: 需自备 EMSA 相关的所有其它试剂。
- 2: 为了您的安全和健康，实验时请穿实验服并戴一次性手套操作。

储存: 低温运输，4℃，12 个月。

