

产品说明书

26 版

基本信息

产品编号:	C10027
产品名称:	铬天青 S

产品简介:

指示剂，用以螯合滴定铝、钙、铁、镍和钪。分光光度测定铝、铍、铈、钴、铬、铜、铁、镓、钪、铟、镧、锰、钼、镍、钯、铈、钪、钽、钼、钒、钇、锌、锆等金属离子和氟化物。	
靶点:	
体外研究:	Chromazuro1 S 是一种生化试剂，可作为生物材料或有机化合物，用于生命科学相关研究。

使用方法（供参考）：

一：体外实验				
Water：溶于水				
质量 浓度 \ 溶液体积	1mg	5mg	10mg	
	1 mM	1. 6466 mL	8. 2332 mL	16. 4663 mL
	5 mM	0. 3293 mL	1. 6466 mL	3. 2933 mL
	10 mM	—	—	—
储备液的保存方式：-80° C, 6 months; -20° C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)。				

注意事项:

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2、以上信息仅做参考交流之用。

储存: 室温 干燥

