

产品说明书

26 版

基本信息

产品编号:	D10043
产品名称:	二甲基亚砜

产品简介:

一种常用的有机溶剂，用途广泛。气相色谱固定液(最高使用温度 30℃，溶剂为丙酮)，分离分析低级烃异构物。紫外光谱分析用溶剂，乙炔、二氧化硫及其他气体的溶剂，合成纤维的聚合及纺丝溶剂，农药溶剂。萃取剂。活性染料稳定剂等等。

体外研究:

二甲基亚砜 (DMSO) 是一种无色液体。二甲基亚砜是一种极性非质子溶剂，可与水混溶，并能溶解大量极性和非极性小分子。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、以上信息仅做参考交流之用。

储存: 室温

