

产品说明书

26 版

基本信息

产品编号:	E70001
产品名称:	伊红 Y 钠(水溶)

产品简介:

生物染色剂, 吸附指示剂, 沉淀滴定测定, 显色剂。
体外研究:
Eosin Y disodium 广泛用作有机合成中的光氧化还原催化剂。 Eosin Y disodium 可用于细胞染色、pH 指示剂、Fajans 分析卤化物测定中的指示剂以及染料颜料, 例如用于唇膏。 Eosin Y disodium 是组织切片(红细胞、胶原蛋白、上皮细胞等)常规染色中最广泛使用的复染剂。
体内研究:

使用方法(供参考):

一: 体外实验			
Water: 溶于水 (1mg/ml)			
浓度	质量	1mg	5mg
	溶液体积		
1 mM		1.4454 mL	7.2270 mL
5 mM		0.2891 mL	1.4454 mL
10 mM		0.1445 mL	0.7227 mL
储备液的保存方式: -80° C for 1 year。			

注意事项:

1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
2、以上信息仅做参考交流之用。

储存: 室温 干燥

