

产品说明书

26 版

基本信息

产品编号:	F10007
产品名称:	[2-[2-(Fmoc-氨基)乙氧基]乙氧基]乙酸

产品简介:

一种可降解的 ADC linker, 用于抗体活性分子偶联物 (ADC) 合成。Fmoc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid 也是一种基于 PEG 的 PROTAC linker, 可用于 PROTAC 的合成。

靶点:	Cleavable Linker	Alkyl/ether	PEGs
-----	------------------	-------------	------

体外研究:

ADCs are comprised of an antibody to which is attached an ADC cytotoxin through an ADC linker.

PROTACs contain two different ligands connected by a linker; one is a ligand for an E3 ubiquitin ligase and the other is for the target protein. PROTACs exploit the intracellular ubiquitin-proteasome system to selectively degrade target proteins.

使用方法 (供参考):

一: 体外实验			
DMSO: 25 mg/mL (64.87 mM; 超声助溶 (<60° C))			
浓度 \ 质量 溶液体积	1mg	5mg	10mg
1 mM	2.5946 mL	12.9732 mL	25.9464 mL
5 mM	0.5189 mL	2.5946 mL	5.1893 mL
10 mM	0.2595 mL	1.2973 mL	2.5946 mL
储备液的保存方式: -80° C, 6 months; -20° C, 1 month.			

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、以上信息仅做参考交流之用。

储存: 室温

