

产品说明书

26 版

基本信息

产品编号:	M11318
产品名称:	Mutant IDH1-IN-1

产品简介:

一种 IDH1 突变体的选择性抑制剂, 对突变体 IDH1R132C/R132C, IDH1R132H/R132H, IDH1R132H/WT 和野生型 IDH1 的 IC50 值分别为 4, 42, 80 和 143nM。

Mutant IDH1-IN-1 is a novel IDH1-Mutant inhibitor.

靶点:	IDH1
-----	------

使用方法 (供参考):

一: 体外实验				
DMSO: 溶于 DMSO ($\geq 45\text{mg/ml}$)				
浓度	质量			
	溶液体积	1mg	5mg	10mg
1 mM		2.0057 mL	10.0283 mL	20.0566 mL
5 mM		0.4011 mL	2.0057 mL	4.0113 mL
10 mM		0.2006 mL	1.0028 mL	2.0057 mL
储备液的保存方式: -80°C , 2 years; -20°C , 1 year.				

注意事项:

1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
2、以上信息仅做参考交流之用。

储存: -20°C

