

产品说明书

26 版

基本信息

产品编号:	S10025
产品名称:	二乙基二硫代氨基甲酸银

产品简介:

一种铜螯合剂，已被用于通过电子自旋共振法定量生物材料中的铜，并为过氧化物歧化酶、抗坏血酸氧化酶和其他酶的抑制剂。可用于通过比色法测定微量砷。检测砷以及引入二乙基二硫代氨基甲酸配体的试剂。抑制巨噬细胞一氧化氮合成酶的诱导。

体外研究:

Silver diethyldithiocarbamate 是一种生化试剂，可作为生物材料或有机化合物，用于生命科学相关研究。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、以上信息仅做参考交流之用。

储存: 2-8℃ 避光 干燥

