

产品说明书

26 版

基本信息

产品编号:	S10049
产品名称:	SU5214

产品简介:

一种有效的 VEGFR2 抑制剂, IC50 值为 14.8 μ M (FLK-1) 和 36.7 μ M (EGFR)。	
靶点:	Flk-1
	14.8 μ M (IC50)

使用方法 (供参考):

一: 体外实验				
DMSO: 100 mg/mL (397.96 mM; 超声助溶)				
浓度	质量	1mg	5mg	10mg
	溶液体积			
	1 mM			
	5 mM			
	10 mM			
		3.9796 mL	19.8981 mL	39.7962 mL
		0.7959 mL	3.9796 mL	7.9592 mL
		0.3980 mL	1.9898 mL	3.9796 mL
储备液的保存方式: -80° C, 6 months; -20° C, 1 month。				

注意事项:

1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
2、以上信息仅做参考交流之用。

储存: -20°C

