

产品说明书

26 版

基本信息

产品编号:	S10098
产品名称:	四氯钯酸钠

产品简介:

一种有机化合物，通常用作催化剂和染料生产的原料。它可用于某些化学反应中催化或促进反应，并广泛应用于有机合成和染料制备等领域。此外，该化合物还被用作电路板的金属化处理、镀银和电镀等方面。

体外研究:

Sodium tetrachloropalladate(II) 是一种生化试剂，可作为生物材料或有机化合物，用于生命科学相关研究。

使用方法（供参考）:

一：体外实验			
DMSO: 5 mg/mL (16.99 mM); 超声助溶 (<60° C)			
浓度 \ 质量 溶液体积	1mg	5mg	10mg
1 mM	3.3989 mL	16.9947 mL	33.9893 mL
5 mM	0.6798 mL	3.3989 mL	6.7979 mL
10 mM	0.3399 mL	1.6995 mL	3.3989 mL
储备液的保存方式: -80° C, 6 months; -20° C, 1 month (sealed storage, away from moisture)。			

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、以上信息仅做参考交流之用。

储存: 室温 干燥

