

产品说明书

基本信息

产品编号:	A11737				
产品名称:	Ac-Leu-Arg-AMC				
CAS:	929621-79-4	储存条件	粉末	-20℃	四年
分子式:	C ₂₄ H ₃₄ N ₆ O ₅		溶于液体	-80℃	六个月
分子量	486.56			-20℃	一个月
化学名:	(2S)-2-acetamido-N-[(2S)-5-(diaminomethylideneamino)-1-[(4-methyl-2-oxo chromen-7-yl)amino]-1-oxopentan-2-yl]-4-methylpentanamide				
Solubility (25° C):					
体外:	DMSO	300mg/mL (616.57mM; Need ultrasonic and warming)			
	Ethanol				
	Water				
体内 (现配现用):					
<1mg/ml 表示微溶或不溶。					
普西唐提供的所有化合物浓度为内部测试所得, 实际溶液度可能与公布值有所偏差, 属于正常的批间细微差异现象。					
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。					

制备储备液

浓度	溶液体积	质量		
		1mg	5mg	10mg
1mM		2.0552mL	10.2762mL	20.5525mL
5mM		0.4110mL	2.0552mL	4.1105mL
10mM		0.2055mL	1.0276mL	2.0552mL

生物活性

产品描述	一种荧光肽底物。
------	----------