

产品说明书

26 版

基本信息

产品编号:	A70941
产品名称:	抗氧剂 330

产品简介:

一种可作为抗氧化剂用于聚（马来酸异山梨酯-共琥珀酸酯）和聚（马来酸异山梨酯）的缩聚反应，制备生物基不饱和聚酯。

体外研究:

Ionox 330 (Tris-BHT Mesitylene) 是一种酚类抗氧化剂，广泛应用于各种化学和生物产品中。Ionox 330 主要用作聚烯烃的抗氧化剂。

使用方法（供参考）:

一：体外实验			
Chloroform: ≥ 50 mg/mL (64.50 mM)			
浓度 \ 质量 溶液体积	1mg	5mg	10mg
1 mM	1.2900 mL	6.4499 mL	12.8999 mL
5 mM	0.2580 mL	1.2900 mL	2.5800 mL
10 mM	0.1290 mL	0.6450 mL	1.2900 mL
储备液的保存方式: -80°C , 6 months; -20°C , 1 month.			

注意事项:

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2、以上信息仅做参考交流之用。

储存: 室温

