

产品说明书

26 版

基本信息

产品编号:	C60030
产品名称:	细胞松弛素 A

产品简介:

细胞松弛素 B 的氧化类似物。细胞松弛素 A 与巯基反应，抑制酿酒酵母生长和葡萄糖转运。细胞松弛素 A 是细胞蛋白酶 B 的氧化类似物。	
靶点:	HIV-1 protease

使用方法（供参考）:

一：体外实验				
DMSO: 100 mg/mL (209.38 mM)				
浓度	质量	1mg	5mg	10mg
	溶液体积			
1 mM		2.0938 mL	10.4692 mL	20.9385 mL
5 mM		0.4188 mL	2.0938 mL	4.1877 mL
10 mM		0.2094 mL	1.0469 mL	2.0938 mL
储备液的保存方式: -80° C, 6 months; -20° C, 1 month.				

注意事项:

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2、以上信息仅做参考交流之用。

储存: -20° C

