

产品说明书

26 版

基本信息

产品编号:	D10330
产品名称:	DPPS 钠

产品简介:

用于测定纯化动力学相关蛋白 1 (Drp1) 和合成脂质体之间互作的分析实验。

体外研究:

1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-PS sodium (Compound DPPS) 可作为相变介质, 在完全水合双层膜中的凝胶-液晶相变温度接近 50.5 °C。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、以上信息仅做参考交流之用。

储存: -20℃

