

产品说明书

26 版

基本信息

产品编号:	E11855
产品名称:	依替巴肽

产品简介:

一种环状七肽, 为 glycoprotein IIb/IIIa 受体抑制剂, 具有抗血小板活性。
体外研究:
Eptifibatide 是一种环状七肽, 是活化血小板糖蛋白 IIb/IIIa 受体的竞争性拮抗剂, 具有抗血小板活性。

使用方法 (供参考):

一: 体外实验			
DMSO: 溶于 DMSO (50mg/mL 超声)			
Water: 溶于水 (10mg/mL 超声)			
浓度 \ 质量 溶液体积	1mg	5mg	10mg
1 mM	1.2020 mL	6.0099 mL	12.0198 mL
5 mM	0.2404 mL	1.2020 mL	2.4040 mL
10 mM	0.1202 mL	0.6010 mL	1.2020 mL
储备液的保存方式: -80° C, 6 months; -20° C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)。			
二: 体内实验			
1、请依序添加每种溶剂: 10% DMSO→40% PEG300→5% Tween-80→45% Saline Solubility: ≥ 2.08 mg/mL (2.50 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 2.08 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μ L 20.8 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μ L PEG300 中, 混合均匀; 再向上述体系中加入 50 μ L Tween-80, 混合均匀; 然后再继续加入 450 μ L 生理盐水 定容至 1 mL。			
2、请依序添加每种溶剂: 10% DMSO→90% (20% SBE- β -CD in Saline) Solubility: ≥ 2.08 mg/mL (2.50 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 2.08 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μ L 20.8 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μ L 20% 的 SBE- β -CD 生理盐水水溶液 中, 混合均匀。 2 g SBE- β -CD (磺丁基醚 β -环糊精) 粉末定容于 10 mL 的生理盐水中, 完全溶解至澄清透明。			
3、请依序添加每种溶剂: 10% DMSO→90% Corn Oil Solubility: ≥ 2.08 mg/mL (2.50 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 2.08 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液, 此方案实验周期在半个月以上的动物实验酌情使用。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μ L 20.8 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μ L 玉米油中, 混合均匀。			
4、请依序添加每种溶剂: PBS Solubility: 100 mg/mL (120.20 mM); 澄清溶液; 超声助溶			
注: 工作液建议您现用现配, 当天使用。			



<1mg/ml 表示微溶或不溶。

普西唐提供的所有化合物浓度为内部测试所得，实际溶液度可能与公布值有所偏差，属于正常的批间细微差异现象。

请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液；一旦配成溶液，请分装保存，避免反复冻融造成的产品失效。

注意事项：

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、以上信息仅做参考交流之用。

储存： -20℃