

产品说明书

26 版

基本信息

产品编号:	产品名称:	质量标准:
PS2449	10×EMSA 上样缓冲液	蓝色
PS2450	10×EMSA 上样缓冲液	无色

产品简介:

本产品用于 EMSA 实验中研究时细胞核蛋白或纯化的转录因子和探针的结合反应后的上样，维持样品稳定性并促进电泳迁移。本产品包含 2 种上样缓冲液，不含有溴酚蓝，保护蛋白质-核酸复合物，确保结果真实可靠。如果觉得使用无色的上样缓冲液上样非常困难，可以使用含溴酚蓝的上样缓冲液。

操作步骤:

1: 取 9 μL EMSA 结合反应后产物中加入 1 μL 10×EMSA 上样缓冲液，混匀后立即上样，用于电泳实验。

注意事项:

- 1: 需自备 EMSA 相关的所有其它试剂
- 2: 为了您的安全和健康，实验时请穿实验服并戴一次性手套操作。

储存: 低温运输， -20°C ，12 个月。

