

产品说明书

26 版

基本信息

产品编号:	H70534
产品名称:	9-咔唑乙醇

产品简介:

一种可用作生命科学研究相关的生物材料或有机化合物。

使用方法（供参考）:

一：体外实验			
DMSO: 100 mg/mL (473.34 mM; 超声助溶)			
浓度 \ 质量 溶液体积	1mg	5mg	10mg
	1 mM	4.7334 mL	23.6671 mL
	5 mM	0.9467 mL	4.7334 mL
	10 mM	0.4733 mL	2.3667 mL
储备液的保存方式: -80° C, 6 months; -20° C, 1 month.			

注意事项:

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2、以上信息仅做参考交流之用。

储存: 2-8℃

