

产品说明书

26 版

基本信息

产品编号:	PS1559
产品名称:	培养箱水盘抑菌剂 - 100X

产品简介:

本产品是一种呈正电性的聚合物，能吸附呈负电性的各类细菌、真菌、支原体等微生物，并能阻碍菌体细胞壁的形成，同时抑制蛋白和微生物繁殖所需酶的合成，增加细胞膜通透性，使得各类细菌、真菌、支原体等微生物完全丧失繁殖能力，达到彻底清除的作用。

本产品专门用于清除和抑制培养箱水盘中细菌、真菌、支原体等微生物清除的一款产品，经多项独立试验验证表明对影响细胞培养的各类细菌、真菌、支原体等微生物均有清除的效果，尤其对水中的细菌、真菌及其芽孢和孢子抑制可长达 7-10 天，多次使用即可清除。

特点:

- 1: 广谱性——对病毒、细菌、支原体、真菌、霉菌均有清除作用。
- 2: 安全性——对小鼠和兔子做过相应灌喂及刺激试验，无任何不良反应。无刺激性、无腐蚀性、无挥发性，7-10 天即可完全降解。
- 3: 其他——操作方便，不会出现细菌耐药性等问题。

操作步骤:

- 1: 首次使用，请先将培养箱水盘清洗干净，然后推荐使用培养箱除菌剂或 75%酒精擦拭；最后按照 1 :100 的比例向水盘中加入培养箱水盘抑菌剂处理过的水(即:1L 水加入 10 mL 水盘抑菌剂)。
- 2: 再次使用，可直接按照 1 :100 的比例向水盘中加入本品，每 7-10 天处理一次。

注意事项:

- 1: 应避免本品原液与皮肤和眼睛接触。一旦接触，请立即用大量清水洗净，不得延误。
- 2: 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

储存: 室温，12 个月。

