

产品说明书

26 版

基本信息

产品编号:	PS1560
产品名称:	细胞房除菌剂

产品简介:

细胞房除菌剂：是专门用于清除细胞房中细菌、真菌、支原体等微生物清除的一款产品，经多项独立试验验证表明对影响细胞培养的各类细菌、真菌、支原体等微生物均有清除的效果，尤其对暴露在空气中的细菌、真菌及其芽孢和孢子抑制可长达 7-10 天，多次使用即可清除。

本产品是一种呈正电性的聚合物，能吸附呈负电性的各类细菌、真菌、支原体等微生物，并能阻碍菌体细胞壁的形成，同时抑制蛋白和微生物繁殖所需酶的合成，增加细胞膜通透性，使得各类细菌、真菌、支原体等微生物完全丧失繁殖能力，达到彻底清除的作用。

主要成分:

阳离子抗菌素。

产品组成:

组分名称	PS1560-500mL	Storage
细胞房除菌剂	500mL	RT

产品特点:

- 1: 广谱性——对病毒、细菌、支原体、真菌、霉菌均有清除作用；
- 2: 安全性——对小鼠和兔子做过相应皮肤刺激试验，无任何不良反应；
- 3: 针对性——专门用于细胞房及实验室内，5 分钟内快速清除微生物污染；
- 4: 理化性质——无刺激性、无腐蚀性、无挥发性，7-10 天即可完全降解；
- 5: 其他——直接喷洒，操作方便，不会出现细菌耐药性等问题。

操作步骤（供参考）:

- 1: 在细胞房及实验室空间，喷两层即可快速杀灭常见污染源；
- 2: 喷洒本品后，需将细胞房或实验室密闭 10-20min 后使用；
- 3: 建议每 1-2 周至少处理一次。

注意事项:

- 1: 试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 2: 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

储存：室温，24 个月。

