

产品说明书

26 版

基本信息

产品编号:	PS2454
产品名称:	5×EMSA 洗涤液

产品简介:

本产品用于本公司生产的化学发光法 EMSA 试剂盒的专用试剂，化学发光法 EMSA 试剂盒中已经提供了适量的洗涤液，但在某些需要使用较大量洗涤液的情况下，可以购买本试剂用于化学发光法 EMSA 试剂盒的相关检测。本产品主要用于 EMSA 实验中通过洗涤步骤清除未与目标蛋白结合的探针或非特异性结合的成分，减少背景干扰，提高化学发光信号的特异性，避免假阳性结果。

注意事项:

1: 需自备 EMSA 相关的所有其它试剂。
2: 为了您的安全和健康，实验时请穿实验服并戴一次性手套操作。

储存: 低温运输，2-8℃，12 个月。

