

产品说明书

26 版

基本信息

产品编号:	S20036
产品名称:	十二烷基硫酸钠

产品简介:

一种用于使进行变性聚丙烯酰胺凝胶电泳的蛋白溶解和变性，阴离子洗涤剂。

体外研究:

Sodium dodecyl sulfate for Electrophoresis, $\geq 98.5\%$ 是一种生化试剂，可作为生物材料或有机化合物，用于生命科学相关研究。

使用方法（供参考）:

一：体外实验			
Water: 溶于水			
浓度 \ 质量 溶液体积	1mg	5mg	10mg
1 mM	3.4676 mL	17.3382 mL	34.6765 mL
5 mM	0.6935 mL	3.4676 mL	6.9253 mL
10 mM	0.3468 mL	1.7338 mL	3.4676 mL
储备液的保存方式: -80°C , 6 months; -20°C , 1 month (sealed storage, away from moisture)。			

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、以上信息仅做参考交流之用。

储存: 室温

