

产品说明书

26 版

基本信息

产品编号:	T70044
产品名称:	磷酸三甲酯

产品简介:

一种生化试剂，可作为生物材料或有机化合物，用于生命科学相关研究。

使用方法（供参考）：

一：体外实验			
DMSO : 100 mg/mL (713.93 mM; 超声助溶)			
浓度 \ 质量 溶液体积	1mg	5mg	10mg
1 mM	7.1393 mL	35.6964 mL	71.3929 mL
5 mM	1.4279 mL	7.1393 mL	14.2786 mL
10 mM	0.7139 mL	3.5696 mL	7.1393 mL
储备液的保存方式: -80° C, 6 months; -20° C, 1 month (sealed storage, away from moisture)。			
注：工作液建议您现用现配，当天使用。			
<1mg/ml 表示微溶或不溶。 普西唐提供的所有化合物浓度为内部测试所得，实际溶液度可能与公布值有所偏差，属于正常的批间细微差异现象。 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液；一旦配成溶液，请分装保存，避免反复冻融造成的产品失效。			

注意事项:

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2、以上信息仅做参考交流之用。

储存：室温

